



IEO

Istituto Europeo di Oncologia

Igiene e cura della cannula per il paziente sottoposto a tracheostomia



IEO

Booklets

Una guida per i pazienti

Lo IEO pubblica una collana di Booklets al fine di aiutare il paziente a gestire eventuali problematiche (quali ad esempio le terapie svolte, l'alimentazione da seguire, gli esercizi di riabilitazione ecc.) a cui può andare incontro sia durante il periodo di ricovero che a seguito della dimissione.

Questa guida è stata concepita come un utile strumento per fornire ai pazienti e ai loro familiari tutte le informazioni esplicative e le indicazioni operative di cui hanno bisogno.

Nella speranza che possa essere d'aiuto
Le ricordo che le informazioni qui contenute non possono certo sostituire il colloquio diretto e La invitiamo a richiedere liberamente e senza timore ogni eventuale chiarimento al personale medico ed infermieristico del Reparto.

Il Direttore Sanitario



N.B. - STOMIA = SITO DI ABOCCAMENTO DELLA TRACHEA ALLA CUTE.

Obietivi

- assicurare la respirazione del paziente
- assicurare la toilette della stomia
- proteggersi dal rischio di infezione

Materiale occorrente

Per lo stoma:

- acqua ossigenata o disinfettante (citrosil bruno o betadine)

Per la cannula:

- spazzolino per cannula
- acqua calda
- lyofoam (compressa per tracheo Delcon)
- metalline se lo stoma presenta delle alterazioni cutanee (compresse per tracheo Lohmann)
- fettuccia di cotone o fascetta (Trach-Band della Gibeck Respiration)
- bavaglino
- olio gomenolato

Protezione per infermiere:

- mascherina con visiera
- guanti



Legenda

1. Cannula
2. Controcannula
3. Mandrino
4. Spazzolino
5. Fascetta
6. Lyofoam
7. Metalline
8. Olio gomenolato

N.B. - Per ottenere dal SSN tutti questi presidi, si deve far compilare dal medico di reparto il modello 03.

Come procedere

1. Lavarsi le mani
2. Usare i guanti
3. Indossare mascherina con visiera
4. Posizionarsi al fianco Dx o Sx del Paziente
5. Sfilare la cannula
6. Lavarla sotto l'acqua calda con lo spazzolino, avendo cura di rimuovere tutte le incrostazioni
7. Scrollare l'acqua dalla cannula
8. Disinfettare la zona intorno allo stoma con un batuffolo poco imbevuto per evitare che il disinfettante refluisca in trachea
9. Ricomporre la cannula
10. Mettere la fettuccia o fascetta
11. Lubrificare la punta della cannula con olio gomenolato
12. Riposizionare la cannula nello stoma
13. Posizionare la compressa per tracheo intorno alla cannula
14. Mettere il bavaglino
15. Come sfilare la controcannula

Manovra n. 5



Manovra n. 5





Manovra n. 8



Manovra n. 12



Manovra n. 13



Manovra n. 15



Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#124



IEO Istituto Europeo di Oncologia
Via Ripamonti 435 20141 Milano

T +39 02 57489.1 F +39 02 57489.208
E info@ieo.it W www.ieo.it

A cura della
Divisione di Chirurgia Cervico Facciale

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Lo IEO è accreditato
Joint Commission

