

Modalità di raccolta Feci per Coprocoltura

Utilizzare recipienti sterili con paletta di raccolta.

Raccogliere una piccola quantità di feci con la paletta ed immetterla nel contenitore senza alcun conservante.

Il campione così prelevato deve essere consegnato entro 24 ore dalla raccolta e deve essere conservato in frigorifero

- Utilizzare recipienti sterili con paletta di raccolta.
- Raccogliere una piccola quantità di feci con la paletta ed immetterla nel contenitore senza alcun conservante.
- Il campione così prelevato deve essere consegnato tempestivamente, e comunque non oltre le 4 ore dalla raccolta.